


## Wb, Elisa용 항Itpr3 토끼 단클론 항체 - Q14573

품목 번호: CM0004035



### 소개

웨스턴 블로팅 및 ELISA용 인간 ITPR3(IP3R3)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체. 이노시톨 1,4,5-삼인산 매개 칼슘 방출 및 세포 내 신호 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명        | ITPR3 토끼 mAb                                                  |
| 비고/별칭      | IP3R; CMT1J; IP3R3; ITPR3                                     |
| 종          | 인간                                                            |
| 유전자ID (인간) | 3710                                                          |
| 유전자ID      | 3710                                                          |
| 면역원        | 인간 ITPR3 (NP_002215.2)의 아미노산 1630-1870에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질 |
| 원천         | 토끼                                                            |
| 카테고리       | 단클론 항체                                                        |
| 적용 분야      | WB, ELISA                                                     |
| 교차 반응성     | 인간                                                            |
| SWISS      | Q14573                                                        |
| 단백질 분자량    | 304kDa                                                        |
| 배송         | 아이스 팩                                                         |