


Anti-Itpr3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q14573

품목 번호: CM0018363



소개

칼슘 채널인 ITPR3 (IP3R-3)를 타겟팅하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 사람 및 마우스 샘플에 대해 WB, IF/ICC, IP, ELISA에 적합합니다. 세포 신호 및 칼슘 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ITPR3 Rabbit pAb
비고/별칭	IP3R; CMT1J; IP3R3; ITPR3
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	3710
GeneID	3710
면역원(Immunogen)	사람 ITPR3 (NP_002215.2)의 아미노산 1630-1870에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q14573
단백질 분자량	304kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)