

Anti-Itprrip 토끼 폴리클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q8Iwb1

품목 번호: CM0017157

소개

인간 ITPRIP (DANGER)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 특이적입니다. 이노시톨 1,4,5-삼인산 수용체 상호작용 및 막 생물학과 관련된 칼슘 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ITPRIP 토끼 pAb
비고/별칭	DANGER; KIAA1754; bA127L20; bA127L20.2; ITPRIP
종	인간
GeneID (인간)	85450
GeneID	85450
면역원	인간 ITPRIP (NP_203755.1)의 아미노산 101-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8IWB1
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스백