

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Itsn2 다클론 항체 - Q9Nzm3

품목 번호: CM0024505



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 ITSN2 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트 인터섹틴-2(Q9NZM3, 193kDa)를 검출합니다. 내포작용, 액틴 역학 및 멜라닌세포 수상돌기 형성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ITSN2 토끼 pAb
비고/별칭	SWA; SWAP; SH3D1B; SH3P18; PRO2015; ITSN2
종	인간
유전자ID (인간)	50618
유전자ID	50618
면역원	인간 ITSN2(NP_006268.2)의 아미노산 500-620에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NZM3
단백질 분자량	193kDa
배송	아이스 팩