


웨스턴 블롯(Wb), 면역조직화학(Ihc-P), Elisa용 Anti-Ivd 폴리클론항체 - P26440

품목 번호: CM0023115



소개

인간 IVD(이소발레릴-CoA 탈수소효소)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체. 쥐 및 랫드와 교차반응. 웨스턴 블롯(WB), IHC-P, ELISA에 적합. 류신 분해 대사 및 미토콘드리아 지방산 산화 연구에 유용합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	IVD Rabbit pAb
비고/별칭	IVDH; ACAD2; IVD
종	인간
유전자 ID (인간)	3712
유전자 ID	3712
면역원	인간 IVD (NP_002216.2)의 아미노산 33-200 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 랫드
SWISS	P26440
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백