


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip용 Anti-Jab1/Csn5/Cops5 토끼 단일클론 항체 - Q92905

품목 번호: CM0007866



소개

JAB1/Csn5/COPS5 (COP9 시그널로솜 복합체 서브유닛 5)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 사람, 쥐, 랫드 샘플에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 및 ChIP에 대해 검증되었습니다. 유비퀴틴-프로테아좀 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	JAB1/Csn5/COPS5 Rabbit mAb
비고/별칭	CSN5; JAB1; SGN5; MOV-34; JAB1/Csn5/COPS5
종	사람 (Human)
유전자 ID	10987
면역원	사람 JAB1/Csn5/COPS5 (Q92905)의 아미노산 1-100에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)
SWISS	Q92905
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백