

Anti-Jab1/Csn5/Cops5 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q92905

품목 번호: CM0016340



소개

데네디화 및 단백질 분해에 관여하는 COP9 시고노좀 서브유닛인 인간 JAB1/CASN5/COPS5에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트에서 반응성을 보입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	JAB1/CASN5/COPS5 토끼 pAb
비고/별칭	CASN5; JAB1; SGN5; MOV-34; JAB1/CASN5/COPS5
종	인간
GeneID (인간)	10987
GeneID	10987
면역원	인간 JAB1/CASN5/COPS5 (NP_006828.2)의 아미노산 1-334에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92905
단백질 분자량	38kDa
배송 방법	아이스백