


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Jade1 폴리클로날 항체 - Q6Ie81

품목 번호: CM0027625



소개

인간 JADE1을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, HBO1 히스톤 아세틸트랜스퍼라제 복합체의 스캐폴드 서브유닛입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 마우스와 교차 반응합니다. 염색질 및 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	JADE1 Rabbit pAb
비고/별칭	PHF17, JADE1
종	인간
유전자 ID (인간)	79960
유전자 ID	79960
면역원	인간 JADE1 (NP_079176.2)의 아미노산 210-509에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q6IE81
단백질 분자량	96kDa
배송	아이스백