


If/Icc, Elisa용 Anti-Jade1 토끼 다클로날 항체 - Q6Ie81

품목 번호: CM0017394



소개

IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 JADE1 토끼 다클로날 항체입니다. 히스톤 아세틸화, 세포 사멸(apoptosis), 및 Wnt 신호 전달에 관여하는 HBO1 복합체의 스캐폴드 단백질인 인간 및 마우스 JADE1을 검출합니다. 크로마틴 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	JADE1 Rabbit pAb
비고/별칭	PHF17; JADE1
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	79960
유전자 ID	79960
항원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 JADE1 (NP_079176.2)의 아미노산 210-509에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	Q6IE81
단백질 분자량	96kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)