

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Jag2 토끼 다클론 항체 - Q9Y219

품목 번호: CM0018458



소개

인간, 마우스, 랫드에서 WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 JAG2 토끼 다클론 항체입니다. 발달 및 신호 전달에 관여하는 Notch 리간드인 jagged-2 단백질을 표적으로 합니다. 발생생물학 및 근이영양증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	JAG2 토끼 pAb
비고/별칭	HJ2; SER2; LGMDR27; JAG2
종	인간
유전자 ID (인간)	3714
유전자 ID	3714
면역원	재조합 단백질: 인간 JAG2(NP_002217.3)의 아미노산 24-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y219
단백질 분자량	133kDa
배송	아이스팩