


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Jak1 폴리클로날 항체 - P23458

품목 번호: CM0018794



소개

웨스턴 블롯(Western blot), IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 JAK1 토끼 폴리클로날 항체입니다. 사람, 쥐 및 랫트 JAK1과 교차 반응합니다. 사이토카인 신호 전달 및 JAK-STAT 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	JAK1 Rabbit pAb
비고/별칭	JTK3, AIIDE, JAK1A, JAK1B, JAK1
종(Species)	사람(Human)
GeneID	3716
면역원(Immunogen)	사람 JAK1 (NP_002218.2)의 아미노산 30-300 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), ◆(Mouse, Rat)
SWISS	P23458
단백질 분자량(Protein Weight)	133kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)