

Wb 및 Elisa용 Anti-Jak1 토끼 단일클론 항체 - P23458

품목 번호: CM0004638

소개

사람 JAK1에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 쥐, 랫트와 교차 반응합니다. JAK1은 사이토카인 신호 전달(P23458)에 관여하는 티로신 단백질 키나제입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	JAK1 Rabbit mAb
비고/별칭	JTK3; AIIDE; JAK1A; JAK1B
종	사람 (Human)
GeneID	3716
면역원	사람 JAK1 (NP_002218.2)의 아미노산 721-820 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	P23458
단백질 분자량	133kDa
배송	아이스백