


Wb 및 Elisa용 안티-Jak1 래빗 단일클론 항체 - P23458

품목 번호: CM0003746



소개

인간 JAK1 티로신 키나아제(P23458)에 대한 고품질 래빗 단일클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증됨; 마우스 및 래트와 교차 반응. 사이토카인 신호 전달 및 암 연구에 이상적.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	JAK1 래빗 mAb
비고/별칭	JTK3; AIIDE; JAK1A; JAK1B; JAK1
종	인간
GeneID (인간)	3716
GeneID	3716
면역원	합성 펩타이드: 인간 JAK1 (P23458)의 아미노산 600-700 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	래빗
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P23458
단백질 분자량	133kDa
배송	아이스백