


Anti-Jak3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P52333

품목 번호: CM0014086



소개

사이토카인 신호 전달에 관여하는 비수용체 티로신 키나제인 인간 JAK3를 표적으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	JAK3 Rabbit pAb
비고/별칭	JAK1; L-JAK; JAK-3; L-JAK; JAK3_HUMAN; JAK3
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3718
면역원	JAK3 (NP_000206.2)의 아미노산 350-530에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P52333
단백질 분자량	125kDa
배송	아이스백(Ice bag)