

Wb, Elisa용 Anti-Jakmip2 폴리클로널 항체 - Q96Aa8

품목 번호: CM0015250

소개

JAKMIP2를 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 신경내분비 조직의 골지체 관련 코일드-코일 단백질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	JAKMIP2 Rabbit pAb
비고/별칭	NECC1; JAMIP2; JAKMIP2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	9832
유전자 ID	9832
면역원	인간 JAKMIP2 (NP_055605.2)의 아미노산 561-810에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질 / 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q96AA8
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스백