

Wb, Elisa용 항-Jam-A/Cd321 토끼 다클론 항체 - Q92993

품목 번호: CM0018909



소개

JAM-A/CD321을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플과 반응합니다. 세포 접착 및 밀착 연접 연구에 유용합니다. SWISS: Q92993.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	JAM-A/CD321 토끼 pAb
비고/별칭	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
종	마우스
GeneID (인간)	16456
GeneID	16456
면역원	마우스 JAM-A/CD321의 아미노산 27-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_001193762.1)
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92993
단백질 분자량	32kDa
배송 방식	아이스팩