

Anti-Jam-A/Cd321/F11R 단일클론 항체 (Fc용) - Q9Y624

품목 번호: CM0004178



소개

인간 JAM-A/인간 CD321/F11R를 표적하는 토끼 단일클론 항체로, 유세포분석(Flow Cytometry)에 적합합니다. 재조합 면역원(아미노산 28-242)을 사용하였으며 인간과 교차 반응합니다. 타이트 접합(tight junction), 이동(transmigration), 및 바이러스 침투 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human JAM-A/CD321/F11R mAb
비고/별칭	JAM; KAT; JAM1; JAMA; JCAM; CD321; PAM-1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	50848
면역원(Immunogen)	재조합 단백질, 인간 JAM-A/CD321/F11R (NP_058642.1)의 아미노산 28-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9Y624
단백질 분자량	27kDa/32kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)