

Anti-Jam-A/Cd321/F11R Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y624

품목 번호: CM0007674



소개

인간 JAM-A(F11R, CD321)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 특이적. 33 kDa. 틸라노 연구, 백혈구 이동 연구 및 바이러스 침입 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	JAM-A/CD321/F11R Rabbit mAb
비고/별칭	JAM, KAT, JAM1, JAMA, JCAM, CD321, PAM-1, JAM-A/CD321/F11R
종	인간
GeneID (인간)	50848
면역원	인간 JAM-A/CD321/F11R 재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y624
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩