

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Jam-A/Cd321/F11R 토끼 다클론 항체 - Q9Y624

품목 번호: CM0014384



소개

인간 JAM-A(접합 부착 분자 A)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 사용할 수 있습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 밀착 연결 및 면역학 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	JAM-A/CD321/F11R 토끼 pAb
비고/별칭	JAM; KAT; JAM1; JAMA; JCAM; CD321; PAM-1; JAM-A/CD321/F11R
종	인간
유전자 ID	50848 (인간)
면역원	인간 JAM-A/CD321/F11R (NP_058642.1)의 아미노산 28-238에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9Y624
단백질 분자량	33kDa
배송 방식	아이스백