

Anti-Jam-A/Cd321/F11R Rabbit Polymab® 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q9Y624 / O88792

품목 번호: CM0005712



소개

JAM-A/CD321/F11R을 표적하는 Rabbit PolymAb® 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 마우스, 랫드 JAM-A를 인식합니다. 틈새연접(tight junction), 혈소판 활성화, 바이러스 침입 연구에 이상적입니다. UniProt: Q9Y624 / O88792.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	JAM-A/CD321/F11R Rabbit PolymAb®
비고/별칭	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
종	사람/마우스
유전자 ID (사람)	50848
유전자 ID	50848/16456
면역원	사람/마우스 JAM-A/CD321/F11R 재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y624/O88792
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스팩