

Wb 및 Elisa용 Anti-Jam2 토끼 다클로날 항체 - P57087

품목 번호: CM0026755

소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증된 Anti-JAM2 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 JAM2와 교차 반응합니다. 백혈구 혈관외유출, 조혈 줄기세포 호밍, 그리고 타이트 접합(tight junction) 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	JAM2 Rabbit pAb
비고/별칭	JAMB; CD322; IBGC8; JAM-B; VEJAM; PRO245; VE-JAM; C21orf43; JAM2
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	58494
유전자 ID	58494
면역원(Immunogen)	사람 JAM2 (NP_067042.1)의 아미노산 29-238을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P57087
단백질 분자량	33kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)