


Wb, Elisa용 항-Jarid1B 다클론 항체 - Q9Ugl1

품목 번호: CM0015025



소개

WB와 ELISA에 검증된 JARID1B 토끼 다클론 항체.
사람, 생쥐, 래트 JARID1B를 인식합니다. 염색체 생물학
및 암 연구에 이상적입니다. - Q9UGL1

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	JARID1B 토끼 pAb
비고/별칭	CT31; PLU1; PUT1; MRT65; PLU-1; JARID1B; PPP1R98; RBP2-H1; RBBP2H1A
종	사람
유전자 ID (사람)	10765
유전자 ID	10765
면역원	사람 JARID1B(NP_006609.3)의 아미노산 1400-1500에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 래트
SWISS	Q9UGL1
단백질 분자량	176kDa
배송 방식	아이스백