

웨스턴 블롯, Elisa용 안티-Jarid2 래빗 단일클론 항체 - Q92833

품목 번호: CM0008342



소개

JARID2(Jumonji/ARID 도메인 함유 단백질 2)를 표적으로 하는 래빗 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 배아 발달 및 염색질 조절에 중요한 PRC2 보조 소단위체를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	JARID2 래빗 mAb
비고/별칭	JMJ; DIDDF; JARID2
종	사람
GeneID (사람)	3720
GeneID	3720
면역원	합성 펩타이드: 사람 JARID2 (Q92833)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	래빗
분류	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q92833
단백질 분자량	139kDa
배송	아이스백