

Wb 및 Elisa용 항-Jarid2 토끼 다클론 항체 - Q92833

품목 번호: CM0030707



소개

JARID2에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 배아 발달 및 염색질 변형에 관여하는 핵심 PRC2 조절인자를 표적으로 합니다. 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	JARID2 토끼 pAb
비고/별칭	JMJ; DIDDF; JARID2
종	사람
유전자 ID (사람)	3720
유전자 ID	3720
면역원	사람 JARID2 (NP_004964.2)의 아미노산 1027-1246에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	Q92833
단백질 분자량	139kDa
배송	아이스백