

Wb 및 Elisa용 Anti-Jdp2 폴리클로날 항체 - Q8Wyk2

품목 번호: CM0014403

소개

인간 JDP2에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 쥐와 교차 반응합니다. AP-1 전사 억제 및 크로마틴 수정 메커니즘 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	JDP2 Rabbit pAb
비고/별칭	JUNDM2; JDP2
종	인간(Human)
유전자 ID	122953
면역원	인간 JDP2 (NP_001128521.1)의 아미노산 1-174에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q8WYK2
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)