


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Jmjd1C 토끼 다클로날 항체 - Q15652

품목 번호: CM0023332



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 고품질의 토끼 anti-JMJD1C 다클로날 항체입니다. DNA 복구 및 전사 조절에 관여하는 리신 탈메틸화효소인 인간, 마우스, 랫트 JMJD1C (KDM3C/TRIP8)를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	JMJD1C Rabbit pAb
비고/별칭	KDM3C; TRIP8; TRIP-8; JMJD1C
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	221037
유전자 ID	221037
항원(Immunogen)	인간 JMJD1C (NP_116165.1)의 아미노산 354-448에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q15652
단백질 분자량	285kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)