

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Jmjd4 폴리클로날 항체 - Q9H9V9

품목 번호: CM0029925

소개

인간 JMJD4에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 타겟은 ETF1 하이드록실화를 통해 번역 종료에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	JMJD4 Rabbit pAb
비고/별칭	JMJD4
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	65094
유전자 ID	65094
항원(Immunogen)	인간 JMJD4 (NP_075383.2)의 아미노산 1-463에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9H9V9
단백질 분자량	52kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)