

Wb, Elisa용 Anti-Jmjd7 폴리클로날 항체 - P0C870

품목 번호: CM0028549



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 인간 JMJD7 (P0C870)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 JMJD7을 인식하며, 이는 히스톤 절단 및 번역 조절에 관여하는 이중 기능성 펩티다제 및 리실 히드록실라제입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	JMJD7 Rabbit pAb
비고/별칭	JMJD7
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	100137047
GeneID	100137047
면역원(Immunogen)	제조합 단백질 인간 JMJD7 (NP_001108104.1)의 아미노산 1-316에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P0C870
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백