

Wb, Elisa용 항-Jmjd8 다클론 항체 - Q96S16

품목 번호: CM0015961

소개

WB 및 ELISA 응용 분야를 위해 JMJD8(JmjC 도메인 함유 단백질 8)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. NF-kB 신호 전달 및 세포 대사에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	JMJD8 토끼 pAb
비고/별칭	PP14397; Cl6orf20; JMJD8
종	인간
유전자ID (인간)	339123
면역원	인간 JMJD8 (NP_001005920.2)의 아미노산 1-285에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96S16
단백질 분자량	30kDa
운송	아이스 팩