

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Jnk1 단클론 항체 - P45983

품목 번호: CM0006744



소개

인간 JNK1(MAPK8, SAPK1c)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 스트레스 활성화 키나제 신호 전달, 세포자멸사 및 세포 분화 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	JNK1 토끼 mAb
비고/별칭	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2
종	인간
유전자 ID (인간)	5599
면역원	인간 JNK1 (NP_620637.1)의 아미노산 200-300 영역 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P45983
단백질 분자량	48kDa
배송 방식	아이스 팩