

Anti-Jnk1 Rabbit Monoclonal Antibody [Kd 검증 완료] For Wb, Ip, Elisa - P45983

품목 번호: CM0007124



소개

Anti-JNK1 rabbit monoclonal antibody [KD 검증 완료] for WB, IP, ELISA. 분자량 48 kDa의 인간, 마우스, 랫드 JNK1 (SAPK1c, MAPK8)을 검출합니다. 녹다운(Knock-down)으로 검증되었으며, 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] JNK1 Rabbit mAb
비고/별칭	JNK; [KD 검증 완료] JNK1
종	인간
GeneID	5599
면역원	인간 JNK1 (P45983)의 아미노산 250-350 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P45983
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백