

웨스턴 블롯, If-P, Elisa용 Anti-Jnk1/2/3 Rabbit Monoclonal Antibody - P45983 / P45984 / P53779

품목 번호: CM0004038



소개

JNK1/2/3(P45983/P45984/P53779)를 표적으로 하는 Rabbit monoclonal antibody로, 인간, 마우스, 래트 샘플에서 웨스턴 블롯, 면역형광, ELISA에 대해 검증되었습니다. 스트레스 신호 전달 및 세포자사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	JNK1/2/3 Rabbit mAb
비고/별칭	JNK; JNK-46; JNK1; JNK1A2; JNK21B1/2; PRKM8; SAPK1; SAPK1c; JNK1/2/3
종	인간
GeneID	5599/5601/5602
면역원	재조합 단백질 인간 JNK1 (P45983)의 아미노산 1-383에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P45983/P45984/P53779
단백질 분자량	46,54kDa
배송	아이스백