

Wb, If/Icc, Elisa용 Jnk1/2/3 토끼 단일클론 항체 - P45983 / P45984 / P53779

품목 번호: CM0006930



소개

JNK1/2/3(MAPK8/9/10)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 세포사멸, 증식 및 일주기 조절에 관여하는 스트레스 활성화 키나제를 표적으로 합니다. 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	JNK1/2/3 토끼 mAb
비고/별칭	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2; JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK; JNK1/JNK3
종	인간
GeneID(인간)	5599/5601/5602
GeneID	5599/5601/5602
면역원	합성 펩타이드 인간 JNK1(NP_620637.1)의 아미노산 200-300번 구간에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P45983/P45984/P53779
단백질 분자량	35kDa/44kDa/48kDa
배송	아이스팩