

Anti-Jnk1/2/3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - P45983/P45984/P53779

품목 번호: CM0020148



소개

JNK1/2/3 (MAPK8/9/10)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)와 교차 반응합니다. 스트레스 활성화 키나제 신호 전달, 세포자멸사 및 세포 증식 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	JNK1/2/3 Rabbit pAb
종 (Species)	인간 (Human)
유전자 ID (인간)	5599/5601/5602
유전자 ID	5599/5601/5602
면역원 (Immunogen)	재조합 단백질 인간 JNK1/2/3 (NP_620637.1)의 아미노산 1-370에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션 (Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성 (Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P45983/P45984/P53779
단백질 분자량	35kDa/44kDa/48kDa/27kDa/52kDa
배송 (Shipping)	아이스백