

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Jnk1/Jnk3 토끼 단클론 항체 - P45983 / P53779

품목 번호: CM0004063



소개

JNK1/JNK3 (P45983/P53779)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 스트레스 신호전달, 세포자멸사, 염증 연구 및 IVD 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	JNK1/JNK3 토끼 mAb
비고/별칭	JNK; JNK-46; JNK1; JNK1A2; JNK21B1/2; PRKM8; SAPK1; SAPK1c; JNK1/JNK3
종	인간
유전자 ID (인간)	5599/5602
유전자 ID	5599/5602
면역원	인간 JNK1 (P45983)의 아미노산 1-383에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다. 본 항체는 JNK2 단백질과 교차 반응하지 않습니다.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P45983/P53779
단백질 분자량	35kDa/44kDa/48kDa
배송	아이스 팩