


Anti-Jnk2 Rabbit Polyclonal Antibody (Ko Validated) For Wb, Elisa - P45984

품목 번호: CM0014858



소개

사람 JNK2 (MAPK9)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람 및 마우스 샘플의 JNK2를 검출합니다. SAPK/JNK 신호 전달, 세포 사멸 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] JNK2 Rabbit pAb
비고/별칭	JNK2; SAPK; p54a; JNK2A; JNK2B; PRKM9; JNK-55; SAPK1a; JNK2BETA; p54aSAPK; JNK2ALPHA; K2
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	5601
GeneID	5601
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	P45984
단백질 크기	48kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)