

Anti-Jnk3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P53779

품목 번호: CM0022544



소개

JNK3 (MAPK10)에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, Western blot 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 내인성 JNK3를 검출합니다. 신경세포 사멸 및 스트레스 신호 전달 경로 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	JNK3 Rabbit pAb
비고/별칭	JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK
종	인간
유전자 ID (인간)	5602
유전자 ID	5602
면역원	합성 펩타이드: 인간 JNK3 (NP_620448.1)의 아미노산 300-400에 해당하는 서열을 기반으로 한 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P53779
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백