

Wb, Elisa용 항-Josd1 다클론 항체 - Q15040

품목 번호: CM0013935

소개

WB 및 ELISA 응용 분야에서 인간 JOSD1(조세핀-1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 탈유비퀴틴화 및 막 역학 연구에 유용하며 단백질 분해 및 세포 운동성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	JOSD1 토끼 pAb
비고/별칭	dJ508I15.2; JOSD1
종	인간
유전자ID	9929
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15040
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스 팩