

Wb용 항-Jph1 토끼 다클론 항체 - Q9Hdc5

품목 번호: CM0020297



소개

사람 JPH1 (Junctophilin-1)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐와 교차 반응하며, 골격근 연결 복합체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	JPH1 토끼 pAb
비고/별칭	JPH1; JPH-1; CMT2K; JPH1
종	사람
유전자 ID (사람)	56704
유전자 ID	56704
면역원	사람 JPH1 (NP_065698.1)의 아미노산 410-640에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐
SWISS	Q9HDC5
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스 팩