

Wb, Elisa용 Anti-Jph4 다클론 항체 - Q96Jj6

품목 번호: CM0016070

소개

인간 Junctophilin-4(JPH4)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 랫드에도 교차 반응합니다. 접합부 막 복합체 형성 및 신경세포 칼슘 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	JPH4 토끼 pAb
비고/별칭	JP4; JPHL1; JPH4
종	인간
GeneID(인간)	84502
GeneID	84502
면역원	인간 JPH4(NP_115828.2)의 아미노산 405-605에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q96Jj6
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스백