

Anti-Jrkl Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Y4A0

품목 번호: CM0013126

소개

인간 JRKL(Jerky protein homolog-like)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스 JRKL을 인식합니다. 핵 단백질 연구 및 DNA 결합 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	JRKL Rabbit pAb
비고/별칭	HHMJG; JRKL
종	인간
유전자 ID (인간)	8690
유전자 ID	8690
면역원	인간 JRKL (NP_003763.2)의 아미노산 225-524 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y4A0
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백