

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Junb 단클론 항체 - P17275

품목 번호: CM0010949

소개

WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 고품질 토끼 유래 JunB 단클론 항체입니다. 인간 JunB 전사인자(AP-1 서브유닛)를 표적으로 하며 크기는 36 kDa입니다. 유전자 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	JunB 토끼 mAb
비고/별칭	AP-1; JunB
종	인간
유전자 ID (인간)	3726
유전자 ID	3726
면역원	인간 JunB (P17275)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P17275
단백질 크기	36kDa
배송	아이스팩