

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Junb 폴리클로날 항체 - P17275

품목 번호: CM0027475

소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 인간 JunB(AP-1 전사 인자 서브유닛)를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 유전자 조절 및 세포 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	JunB Rabbit pAb
비고/별칭	AP-1; JunB
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3726
GeneID	3726
면역원(Immunogen)	인간 JunB (NP_002220.1)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P17275
단백질 분자량(Protein Weight)	36kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)