

Wb, Elisa용 Anti-Junb 토끼 다클론 항체 - P17275

품목 번호: CM0017891

소개

핵심 AP-1 구성 요소인 인간 JunB 전사인자를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 재조합 면역원으로 생성되었으며 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 유전자 조절 및 전사인자 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	JunB 토끼 pAb
비고/별칭	AP-1; JunB
종	인간
GeneID (인간)	3726
GeneID	3726
면역원	인간 JunB (NP_002220.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P17275
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백