


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-JunD 토끼 단일클론 항체 - P17535

품목 번호: CM0012225



소개

WB, IHC-P, IP, ELISA용으로 검증된 재조합 anti-JunD 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 JunD (35kDa)를 검출합니다. AP-1 전사 인자 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	JunD Rabbit mAb
비고/별칭	AP-1; JunD
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	3727
GeneID	3727
면역원(Immunogen)	사람 JunD (P17535)의 아미노산 1-141에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P17535
단백질 분자량	35kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)