


Anti-JunD Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P17535

품목 번호: CM0018683



소개

JunD(AP-1 서브유닛) 특이적 Rabbit polyclonal 항체로 WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 JunD를 검출합니다. 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	JunD Rabbit pAb
비고/별칭	AP-1; JunD
종	인간
유전자 ID (인간)	3727
유전자 ID	3727
면역원	인간 JunD (NP_005345.3)의 아미노산 1-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	래빗
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17535
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백