

Anti-K-Cadherin (Cdh6) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P55285

품목 번호: CM0012567



소개

인간 K-Cadherin (CDH6)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 세포 접착, 신장 및 뇌 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	K-Cadherin (CDH6) Rabbit mAb
비고/별칭	CAD6; KCAD; K-Cadherin (CDH6)
종	인간
GeneID	1004
면역원	합성 펩타이드: 인간 K-Cadherin (CDH6) (P55285)의 아미노산 691-790에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P55285
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백