

Anti-K-Cadherin (Cdh6) 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - P55285

품목 번호: CM0029363



소개

인간 K-Cadherin (CDH6)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 88kDa 밴드를 검출합니다. 세포 부착 및 암 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	K-Cadherin (CDH6) 토끼 pAb
비고/별칭	CAD6; KCAD; K-Cadherin (CDH6)
종	인간(Human)
GeneID (인간)	1004
GeneID	1004
면역원	인간 K-Cadherin (K-Cadherin (CDH6)) (NP_004923.1)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P55285
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)