

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Kaiso/Zbtb33 다클론 항체 - Q86T24

품목 번호: CM0016497



소개

인간 Kaiso/ZBTB33에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와의 교차 반응성을 보입니다. 전사 조절, Wnt 신호 전달 및 DNA 메틸화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Kaiso/ZBTB33 토끼 pAb
비고/별칭	ZNF348; ZNF-kaiso; Kaiso/ZBTB33
종	인간
GeneID (인간)	10009
GeneID	10009
면역원	재조합 단백질: 인간 Kaiso/ZBTB33(NP_006768.1)의 아미노산 523-672에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q86T24
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스팩