

Anti-Kaiso/Zbtb33 다클론 항체 - Q86T24

품목 번호: CM0013696



소개

Kaiso/ZBTB33 토끼 다클론 항체로, WB, ELISA 및 ChIP 응용 분야에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트에서 내인성 Kaiso 단백질을 검출합니다. 크로마틴 면역침전 및 유전자 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Kaiso/ZBTB33 토끼 pAb
비고/별칭	ZNF348; ZNF-kaiso; Kaiso/ZBTB33
종	인간
유전자 ID (인간)	10009
유전자 ID	10009
면역원	인간 Kaiso/Kaiso/ZBTB33 (NP_006768.1)의 아미노산 523-672에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q86T24
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스백